



Produktdatenblatt REF 01.97.04

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	01.97.04	Nagata Modelliermesser Klinge 3.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12245	GTIN	04046826001254
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-234
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,005	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
Maße	3.0mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		