



## Produktdatenblatt REF 03.57.67

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                               |                         |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 03.57.67         | Mayo Stille Schere geb17cm HM |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                      | 90189084                |
| GMDN Code        | 38727            | GTIN                          | 04046826003623          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                    | 13-480                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)     | 0,060            | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung        | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |      |              |                                                                                                    |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße | 17cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|                                    | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hauptteil<br>Schraube<br>Sonstiges | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C) |