



## Produktdatenblatt REF 04.13.68

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                                 |                         |
|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 04.13.68         | Ragnell (Kilner) Schere 18cm HM |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                        | 90189084                |
| GMDN Code        | 38727            | GTIN                            | 04046826003821          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                      | 13-480                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                    | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)     | 0,035            | Gebrauchsanweisung              | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung          | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzng) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |      |              |                                                                                                    |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße | 18cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4117 (X38CrMoV15)             |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)            |
| Sonstiges | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)     |