



## Produktdatenblatt REF 04.32.70

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                              |                         |
|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 04.32.70         | Metzenbaum Schere ger20cm HM |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                     | 90189084                |
| GMDN Code        | 38727            | GTIN                         | 04046826004057          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                   | 13-492                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                 | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)     | 0,056            | Gebrauchsanweisung           | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung       | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir)<br>450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir)<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Hauptbild |      | Detailbild   |                                                                                                    |
|-----------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |              |                                                                                                    |
| Maße      | 20cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4117 (X38CrMoV15)             |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)            |
| Sonstiges | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)     |