



## Produktdatenblatt REF 04.66.14

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                                   |                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 04.66.14         | Reynolds (Jameson) Schere ger14cm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                          | 90189084                |
| GMDN Code        | 38727            | GTIN                              | 04046826004606          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                        | 13-492                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                      | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)     | 0,027            | Gebrauchsanweisung                | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung            | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir)<br>450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir)<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie ) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |      |              |  |
|------|------|--------------|--|
| Maße | 14cm | Beschichtung |  |
|------|------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4117 (X38CrMoV15)             |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)            |