



## Produktdatenblatt REF 05.19.25

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                               |                         |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 05.19.25         | Gefäßschere 18cm 25° HM Mikro |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                      | 90189084                |
| GMDN Code        | 44354            | GTIN                          | 04046826005733          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                    | 15-621                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)     | 0,023            | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung        | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir)<br>450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir)<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Hauptbild                                                                           |          | Detailbild   |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          |              |                                                                                                    |
| Maße                                                                                | 18cm 25° | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4117 (X38CrMoV15)             |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)            |
| Sonstiges | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)     |