



## Produktdatenblatt REF 05.21.60

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                                         |                         |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 05.21.60         | Gefäßschere Rundgriff 18cm 60° HM Mikro |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                                | 90189084                |
| GMDN Code        | 44354            | GTIN                                    | 04046826005801          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                              | 15-621                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                            | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)     | 0,025            | Gebrauchsanweisung                      | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung                  | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |          |              |                                                                                                    |
|------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße | 18cm 60° | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
|------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|                                    | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hauptteil<br>Schraube<br>Sonstiges | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C) |