



## Produktdatenblatt REF 06.35.60

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                           |                         |
|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 06.35.60         | Chir Pinz 1x2Z20cm Select |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                  | 90189084                |
| GMDN Code        | 62466            | GTIN                      | 04046826007362          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                | 14-257                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI              | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Gewicht (kg)     | 0,031            | Gebrauchsanweisung        | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung    | MPK03-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir)<br>450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Hauptbild                                                                          |      | Detailbild   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--|
|  |      |              |  |
| Maße                                                                               | 20cm | Beschichtung |  |

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4024 (X15Cr13)                |