



## Produktdatenblatt REF 06.60.68

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                              |                         |
|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 06.60.68         | Cushing Anat Pinz ger18cm HM |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                     | 90189084                |
| GMDN Code        | 62466            | GTIN                         | 04046826007935          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                   | 14-257                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                 | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Gewicht (kg)     | 0,032            | Gebrauchsanweisung           | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung       | MPK03-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir)<br>450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir)<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Hauptbild |      | Detailbild   |                                                                                                    |
|-----------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |              |                                                                                                    |
| Maße      | 18cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4024 (X15Cr13)                |
| Sonstiges | K40 (WcCo)                      |