



Produktdatenblatt REF 06.74.20

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	06.74.20	DeBaKey Pinz ger2.0mm 20cm AT Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826008208
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Gewicht (kg)	0,028	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir) 450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir) 451.04.41 (Prospekt Titan-Instrumente f d Herz- u Gefäßchirurgie)
----------------	---

Hauptbild	Detailbild
-----------	------------



Maße	2.0mm 20cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Titanprodukten
------	------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))