




Produktdatenblatt REF 06.93.15

03.06.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	06.93.15	DeBaKey Pinz gew1.8mm 15cm AT Ti	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62466	GTIN	04046826008581
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Gewicht (kg)	0,028	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 451.04.41 (Prospekt Titan-Instrumente f d Herz- u Gefäßchirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	1.8mm 15cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Titanprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		