



## Produktdatenblatt REF 07.56.38

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                        |                         |
|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 07.56.38         | Kronecker Präp Pinz8cm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.               | 90189084                |
| GMDN Code        | 62466            | GTIN                   | 04046826009205          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code             | 14-257                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI           | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Gewicht (kg)     | 0,006            | Gebrauchsanweisung     | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01-1                 |



|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) |
|----------------|---------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |     |              |  |
|------|-----|--------------|--|
| Maße | 8cm | Beschichtung |  |
|------|-----|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
| Hauptteil | 1.4024 (X15Cr13)                |