



Produktdatenblatt REF 09.05.16

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.05.16	Knopfsonde d/eØ 2.0mm 16.0cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33433	GTIN	04046826010331
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Gewicht (kg)	0,004	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 2.0mm 16.0cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		