



Produktdatenblatt REF 09.21.76

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.21.76	Watteträger 3-kant gerieft Ø 1.2mm 16cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32873	GTIN	04046826011031
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-698
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Gewicht (kg)	0,006	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 1.2mm 16cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		