






Produktdatenblatt REF 09.73.14

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.73.14	Tuohy Kan 1.50x80mm LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90183900
GMDN Code	38749	GTIN	04046826012014
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-206
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Gewicht (kg)	0,026	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	1.50x80mm	Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Sonstiges	2.0401 (CuZn39Pb3)		