






Produktdatenblatt REF 09.75.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.75.35	Menghini Biopsiekan1.40x100mm LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90183900
GMDN Code	11775	GTIN	04046826012205
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Gewicht (kg)	0,025	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	1.40x100mm	Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Sonstiges	2.0401 (CuZn39Pb3)		