






Produktdatenblatt REF 09.75.84

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.75.84	Trokar105mm Ø 1.40mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90183900
GMDN Code	46899	GTIN	04046826012267
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-154
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Gewicht (kg)	0,058	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	105mm Ø 1.40mm	Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Sonstiges	2.0401 (CuZn39Pb3)		