



Produktdatenblatt REF 09.77.88

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.77.88	3 way stopcock	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35384	GTIN	04046826012458
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Klassifizierung	2 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,030	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße		Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	2.0401 (CuZn39Pb3)		