



Produktdatenblatt REF 09.85.08

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.85.08	Andrews Pynchon Saugrohr fein23.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826013769
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,064	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	23.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		