




Produktdatenblatt REF 09.87.06

03.06.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	09.87.06	liposuct cann 20cm Ø 3mm LL conn	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45414	GTIN	04046826433154
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,010	Gebrauchsanweisung	G098395
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK11
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	20cm Ø 3mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		