





## Produktdatenblatt REF 09.87.51

03.06.2026

| Allgemeine Daten   |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Artikel  | 09.87.51   | Liposuct Kan Griffans5cm Ø 2.0mm |  |
| VK-Einheit   | Stück  | Zoll Nr.                         | 90189084   |
| GMDN Code  | 45414  | GTIN                             | 04046826014353   |
| Risikoklasse   | 2a (EU MDD)  | UMDNS-Code                       | 17-640   |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDD)   | Basis UDI-DI                     |  |
| Gewicht (kg)   | 0,053  | Gebrauchsanweisung               | G098395  |
| Latex frei   | nicht zutreffend   | Aufbereitungsanweisung           | MPK11  |
|   |  |                                  |  |
| Medicon Medien   | 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>451.03.82 (Prospekt Liposuction ) |                                  |  |
| Hauptbild  |  | Detailbild                       |  |
|  |  |                                  |  |
| Maße   | 5cm Ø 2.0mm  | Beschichtung                     | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen   |  |                                  |  |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                 |  |                                  |  |
| Werkstoffe   |  |                                  |  |
|  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)  |                                  |  |
| Hauptteil<br>Griff   | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                   |                                  |  |