



Produktdatenblatt REF 09.87.73

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.87.73	Entner Liposuct Kan gew 22 Löcher Griffans20cm Ø 3mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45414	GTIN	04046826014568
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,057	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK11
			
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.03.82 (Prospekt Liposuction)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	20cm Ø 3mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		