





Produktdatenblatt REF 09.87.76

03.06.2026

| Allgemeine Daten | | | |
|--|--|---|--|
| Artikel | 09.87.76 | Entner Liposuct Kan ger Löcher Griffans30cm Ø 4mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 45414 | GTIN | 04046826014599 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 17-640 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,068 | Gebrauchsanweisung | G098395 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK11 |
|  | | | |
| Medicon Medien | 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.03.82 (Prospekt Liposuction) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 30cm Ø 4mm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Griff | 1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |