



Produktdatenblatt REF 09.87.83

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.87.83	Transferadapter LL/W zu LL/W m Gewinde LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35384	GTIN	04046826014667
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,004	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße		Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		