







## Produktdatenblatt REF 09.88.34

03.06.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	09.88.34	Kotzur Liposuct Kan Turbo 9 Löcher Griffans30cm Ø 3mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45414	GTIN	04046826014896
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,060	Gebrauchsanweisung	G098395
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK11
			
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie ) 451.03.82 (Prospekt Liposuction )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	30cm Ø 3mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		