



Produktdatenblatt REF 09.88.83

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	09.88.83	Transferadapter LL/W zu LL/W	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35384	GTIN	04046826014926
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-729
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Gewicht (kg)	0,008	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.03.82 (Prospekt Liposuction)
----------------	--

Hauptbild

Detailbild



Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)