



Produktdatenblatt REF 09.89.05

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	09.89.05	Dorow Schweissdrüsensaugkür15cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826014933
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,085	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK11
			
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.03.82 (Prospekt Liposuction)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	15cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		