



## Produktdatenblatt REF 09.89.17

25.08.2026

| Allgemeine Daten                                                                              |                                           |                                      |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel                                                                                       | 09.89.17                                  | Lipo Injektionskan LL AnsØ 1.20x50mm |                                                                                                    |
| VK-Einheit                                                                                    | Stück                                     | Zoll Nr.                             | 90189084                                                                                           |
| GMDN Code                                                                                     | 45414                                     | GTIN                                 | 04046826436377                                                                                     |
| Risikoklasse                                                                                  | 2a (EU MDD)                               | UMDNS-Code                           | 17-640                                                                                             |
| Klassifizierung                                                                               | 6 (EU MDD)                                | Basis UDI-DI                         |                                                                                                    |
| Gewicht (kg)                                                                                  | 0,004                                     | Gebrauchsanweisung                   | G098395                                                                                            |
| Latex frei                                                                                    | nicht zutreffend                          | Aufbereitungsanweisung               | MPK16                                                                                              |
| <div></div>  |                                           |                                      |                                                                                                    |
| Medicon Medien                                                                                | 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie ) |                                      |                                                                                                    |
| Hauptbild                                                                                     |                                           | Detailbild                           |                                                                                                    |
| <div></div> |                                           |                                      |                                                                                                    |
| Maße                                                                                          | Ø 1.20x50mm                               | Beschichtung                         | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen                                                                          |                                           |                                      |                                                                                                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                            |                                           |                                      |                                                                                                    |
| Werkstoffe                                                                                    |                                           |                                      |                                                                                                    |
|                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)           |                                      |                                                                                                    |
| Hauptteil                                                                                     | 1.4301 (X5CrNi18-10)                      |                                      |                                                                                                    |
| Sonstiges                                                                                     | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                      |                                      |                                                                                                    |