



Produktdatenblatt REF 09.96.53

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	09.96.53	Schmid Gefäßspülkan LLØ 3mm 15cm LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	10730	GTIN	04046826015336
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-564
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,027	Gebrauchsanweisung	G098395
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 3mm 15cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		