



Produktdatenblatt REF 09.99.03

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	09.99.03	PEN Adapter f Einweg-Saugkan m Steckverbindung	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826450328
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,005	Gebrauchsanweisung	G098395
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.02.56 (Prospekt PEN)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		