



## Produktdatenblatt REF 10.18.85

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                         |                         |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 10.18.85         | Mayo Hegar Nh16cm Ti HM |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                | 90189084                |
| GMDN Code        | 12726            | GTIN                    | 04046826015954          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code              | 12-726                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI            | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Gewicht (kg)     | 0,030            | Gebrauchsanweisung      | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung  | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir)<br>450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir)<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)<br>451.04.41 (Prospekt Titan-Instrumente f d Herz- u Gefäßchirurgie) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |      |              |                                                                                          |
|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße | 16cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Titanprodukten |
|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|                        | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Hauptteil<br>Sonstiges | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))<br>K40 (WcCo) |