



## Produktdatenblatt REF 10.22.68

25.08.2026

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                        |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                       | 10.22.68                                                                                               | Sarot Nh18.0cm HM      |                                                                                                    |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                    | Stück                                                                                                  | Zoll Nr.               | 90189084                                                                                           |
| GMDN Code                                                                                                                                                                     | 12726                                                                                                  | GTIN                   | 04046826016234                                                                                     |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                  | 1r (EU MDR)                                                                                            | UMDNS-Code             | 12-726                                                                                             |
| Klassifizierung                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                                                                             | Basis UDI-DI           | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                            |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                  | 0,042                                                                                                  | Gebrauchsanweisung     | GATDR00X                                                                                           |
| Latex frei                                                                                                                                                                    | nicht zutreffend                                                                                       | Aufbereitungsanweisung | MPK23-1                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                        |                        |                                                                                                    |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio ) |                        |                                                                                                    |
| Hauptbild                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | Detailbild             |                                                                                                    |
|          |                                                                                                        |                        |                                                                                                    |
| Maße                                                                                                                                                                          | 18.0cm                                                                                                 | Beschichtung           | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                        |                                                                                                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                            |                                                                                                        |                        |                                                                                                    |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                                                        |                        |                                                                                                    |
| Hauptteil<br>Sonstiges                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                                                                         |                        |                                                                                                    |