



## Produktdatenblatt REF 10.28.70

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                               |                         |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 10.28.70         | Ryder Nh gerieft 20cm Mini HM |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                      | 90189084                |
| GMDN Code        | 12726            | GTIN                          | 04046826016555          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                    | 12-726                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                  | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Gewicht (kg)     | 0,053            | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung        | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir)<br>450.00.59 (Katalog Neuro Spinalis Instr f die spinale Neurochir) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |      |              |                                                                                                    |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße | 20cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|                        | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|------------------------|---------------------------------|
| Hauptteil<br>Sonstiges | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)  |