



Produktdatenblatt REF 10.39.67

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	10.39.67	Senning Nh gerieft17cm HM	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12726	GTIN	04046826016944
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Gewicht (kg)	0,032	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	17cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		