



## Produktdatenblatt REF 14.30.11

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                        |                    |
|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Artikel          | 14.30.11         | Drahtschneidezg12cm HM |                    |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.               | 90189084           |
| GMDN Code        | 32885            | GTIN                   | 04046826020910     |
| Risikoklasse     | 1 (EU MDR)       | UMDNS-Code             | 13-041             |
| Klassifizierung  | 1 (EU MDR)       | Basis UDI-DI           | 4046826;N001;03;WJ |
| Gewicht (kg)     | 0,200            | Gebrauchsanweisung     | GATDR00X           |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung |                    |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.61 (Katalog Implant Art Implantate f d Osteosynthese)<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)<br>450.00.63 (Katalog Orthopädie )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg)<br>451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation ) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |      |              |                                                                                                    |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße | 12cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
|      |      |              |                                                                                                    |

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|                        | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Hauptteil<br>Sonstiges | 1.4021 (X20Cr13)<br>WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C) |