



Produktdatenblatt REF 14.44.67

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	14.44.67	Medicon Drahtspannzg17cm HM	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32886	GTIN	04046826021023
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,054	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	17cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		