



Produktdatenblatt REF 14.48.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	14.48.03	Corwin Hegar Drahtspannzg16cm HM	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32886	GTIN	04046826021061
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,050	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	16cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		