



Produktdatenblatt REF 15.05.35

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	15.05.35	Klemme geb3.5cm Ti Bulldog V	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62470	GTIN	04046826022235
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-868
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,007	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.58 (Katalog Neuro Cranialis Instr f die kraniale Neurochir) 451.04.41 (Prospekt Titan-Instrumente f d Herz- u Gefäßchirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	3.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		