



## Produktdatenblatt REF 16.14.20

25.08.2026

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                                 |                                             |                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                          | 16.14.20                                    | Olivecrona (Crafoord) Art KI ger20cm |                         |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                       | Stück                                       | Zoll Nr.                             | 90189084                |
| GMDN Code                                                                                                                                                                        | 62468                                       | GTIN                                 | 04046826024383          |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                     | 1r (EU MDR)                                 | UMDNS-Code                           | 10-865                  |
| Klassifizierung                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                  | Basis UDI-DI                         | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                     | 0,064                                       | Gebrauchsanweisung                   | GATDR00X                |
| Latex frei                                                                                                                                                                       | nicht zutreffend                            | Aufbereitungsanweisung               | MPK23-1                 |
| <div></div>    |                                             |                                      |                         |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) |                                      |                         |
| Hauptbild                                                                                                                                                                        |                                             | Detailbild                           |                         |
| <div></div> |                                             |                                      |                         |
| Maße                                                                                                                                                                             | 20cm                                        | Beschichtung                         |                         |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                             |                                             |                                      |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                               |                                             |                                      |                         |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                       |                                             |                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)             |                                      |                         |
| Hauptteil                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                            |                                      |                         |