



Produktdatenblatt REF 17.07.23

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	17.07.23	Mixer Klemme geb23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62466	GTIN	04046826026110
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-212
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,062	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	23cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		