




Produktdatenblatt REF 20.12.02

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	20.12.02	Desmarres Lidhalter iso14mm 14cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826538828
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-381
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
			
Medicon Medien	453.03.01 (Blepharoplasty Broschüre)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	14mm 14cm	Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		