



## Produktdatenblatt REF 20.17.10

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                             |                         |
|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 20.17.10         | Cushing Venenhaken10mm 20cm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                    | 90189084                |
| GMDN Code        | 45918            | GTIN                        | 04046826027926          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                  | 13-393                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg)     | 0,025            | Gebrauchsanweisung          | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung      | MPK03-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |           |              |  |
|------|-----------|--------------|--|
| Maße | 10mm 20cm | Beschichtung |  |
|------|-----------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |