



Produktdatenblatt REF 20.17.38

03.06.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	20.17.38	Cushing Venenhaken18mm 24cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826028022
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-393
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,047	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	18mm 24cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		