



## Produktdatenblatt REF 20.17.50

03.06.2026

| Allgemeine Daten |                  |                               |                         |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 20.17.50         | Cushing Venenhaken8x10mm 21cm |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                      | 90189084                |
| GMDN Code        | 45918            | GTIN                          | 04046826028039          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                    | 13-393                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                  | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg)     | 0,035            | Gebrauchsanweisung            | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung        | MPK03-1                 |



|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Hauptbild                                                                          | Detailbild                                                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Maße                                                                               | 8x10mm 21cm                                                                         | Beschichtung                                                                         |

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |