



## Produktdatenblatt REF 202.50.12

25.08.2026

| Allgemeine Daten |                  |                             |                         |
|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Artikel          | 202.50.12        | Stevens Schere ger11.5cm SC |                         |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                    | 90189084                |
| GMDN Code        | 38727            | GTIN                        | 04046826171360          |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | UMDNS-Code                  | 13-480                  |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Gewicht (kg)     | 0,021            | Gebrauchsanweisung          | GATDR00X                |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung      | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.53 (Katalog Kardio )<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |        |              |                                                                                                    |
|------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße | 11.5cm | Beschichtung | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
|------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|                       | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Hauptteil<br>Schraube | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9) |