



Produktdatenblatt REF 203.11.15

03.06.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	203.11.15	Mixer Schere geb15.5cm SC supercut	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38727	GTIN	04046826171551
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Gewicht (kg)	0,030	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	15.5cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		