



## Produktdatenblatt REF 204.56.16

25.08.2026

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                       | 204.56.16                                                                                                                                       | Brüser Kelly Schere ger16cm SC |                                                                                                    |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                    | Stück                                                                                                                                           | Zoll Nr.                       | 90189084                                                                                           |
| GMDN Code                                                                                                                                                                     | 38727                                                                                                                                           | GTIN                           | 04046826172879                                                                                     |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                  | 1r (EU MDR)                                                                                                                                     | UMDNS-Code                     | 13-500                                                                                             |
| Klassifizierung                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                                                                                                                      | Basis UDI-DI                   | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                            |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                  | 0,035                                                                                                                                           | Gebrauchsanweisung             | GATDR00X                                                                                           |
| Latex frei                                                                                                                                                                    | nicht zutreffend                                                                                                                                | Aufbereitungsanweisung         | MPK23-1                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                    |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg) |                                |                                                                                                    |
| Hauptbild                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | Detailbild                     |                                                                                                    |
|                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                    |
| Maße                                                                                                                                                                          | 16cm                                                                                                                                            | Beschichtung                   | Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                    |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                                                                                                 |                                |                                                                                                    |
| Hauptteil<br>Schraube                                                                                                                                                         | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                     |                                |                                                                                                    |