



Produktdatenblatt REF 204.73.23

03.06.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	204.73.23	Gorney Schere geb23cm SC	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38727	GTIN	04046826173081
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Gewicht (kg)	0,072	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	23cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		