



Produktdatenblatt REF 204.75.23

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	204.75.23	Gorney Freeman Schere geb23cm SC supercut	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38727	GTIN	04046826173128
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Gewicht (kg)	0,070	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzng)
----------------	---

Hauptbild

Detailbild



Maße	23cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
------	------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4117 (X38CrMoV15)
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)