



Produktdatenblatt REF 22.02.53

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	22.02.53	Ochsner Spatel biegs30x330mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	39610	GTIN	04046826029128
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-249
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,078	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	30x330mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		